

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Aiguille De Ponction Lombaire (Multi-Tailles)
SKU:	TMT-SPQ-1990
Marque:	Egemen
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
MateRiau:	Acier Inoxydable 304
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite:	Certification CE
Usage Clinique:	Ponction lombaire
CaracteRistiques:	Biseau atraumatique; Dimensions 18G a 25G; Conditionnement individuellement sterilise
Tailles Disponibles:	18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G
Size:	18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G
Calibre:	19G

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

L'aiguille de ponction Lombaire (Multi-Tailles) est concue pour repondre aux exigences rigoureuses des pratiques cliniques modernes. Fabriquee a partir d'acier inoxydable 304, elle assure une biocompatibilite superieure tout en offrant une robustesse exceptionnelle pour un usage intensif. Ce materiau repond parfaitement aux normes elevees de securite, minimisant ainsi les risques d'infections nosocomiales et de reactions indesirables. Sterilisee a l'oxyde d'ethylene (EO), cette aiguille garantit une sterilité impeccable, essentielle pour les pratiques medicales ou la securite du patient est primordiale. Avec ses dimensions variees de 18G a 25G, elle permet une adaptabilite maximale pour repondre aux besoins specifiques de chaque intervention. Cette aiguille se distingue par son biseau atraumatique, une caracteristique cle visant a reduire le traumatisme tissulaire et a ameliorer le confort pour le patient. Son conditionnement individuel sterilise assure une preparation rapide et efficace lors des procedures medicales urgentes et critiques.