

1. Identification Produit

Designation:	Aiguille Hypodermique Sterile a Usage Unique 18G x 1 1/2" (1.2 x 38 mm) Greatcare - Boite de 100
SKU:	23516
Marque:	Greatcare
Categorie:	Seringues & Aiguilles

2. Caracteristiques Techniques

ReFeRence Fabricant:	23516
ModeLe:	Disposable Needle
Calibre:	18G (1.2 mm)
Longueur:	1 1/2 pouce (38 mm)
Code Couleur:	Rose (ISO 6009)
Type De Biseau:	Triple biseau affutage chirurgical
MateRiau Canule:	Acier inoxydable chirurgical SUS304
Embase:	Polypropylene transparent Luer Lock / Luer Slip
Conditionnement:	Boite de 100 unites sous blister sterile individuel
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Validite:	5 ans
Conformite:	Marquage CE / ISO 13485
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Casablanca 24h / National 48h
Taux TVA:	20%
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Boite de 100

4. Description Clinique

L'aiguille hypodermique sterile a usage unique Greatcare 18G x 1 1/2" (1.2 x 38 mm) (Ref. 23516) est conue pour les injections intraveineuses, intramusculaires, les ponctions et le prelevement medical hospitalier. Dotee d'un biseau ultra-affute a triple biseau reduisant la douleur a l'insertion et d'une embase Luer Lock / Luer Slip translucide rose standardisee ISO 6009. Fabriquee en acier inoxydable medical de haute qualite avec lubrification en silicone medical pour une glisse optimale. Conforme aux normes CE et ISO 13485. Livree en boite de 100 aiguilles steriles sous emballage blister individuel unitaire.