

TECHNICAL SHEET

1. Product Identification

Designation:	Aiguille Spinale (Biseau Quincke) (Multi-Tailles)
SKU:	TMTSPQK2490
Brand:	Egemen
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
MateRiau:	Acier Inoxydable 304
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite CE / ISO:	Certification CE
Usage Clinique:	Clinique et milieu hospitalier
CaracteRistiques:	Sterile, a usage unique, Type de pointe: Biseau Quincke
Available Sizes:	Standard, Large, Extra Large
Size:	Standard, Large, Extra Large

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Non-sterile / N.A.
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

L'Aiguille Spinale (Biseau Quincke) est un dispositif medical de premiere qualite, concu pour offrir une performance exceptionnelle et une securite optimale lors des interventions cliniques et hospitalieres. Fabriquee en acier inoxydable 304, cette aiguille est reconnue pour sa robustesse et sa resistance a la corrosion, assurant ainsi une biocompatibilite indiscutable. La conception de type Quincke assure une penetration atraumatique dans les tissus, minimisant les traumatismes et ameliorant le confort du patient. Destinee a l'usage clinique, cette aiguille sterile a usage unique est parfaite pour effectuer des ponctions lombaires et d'autres procedures necessitant une penetration precise. Chaque aiguille subit un processus rigoureux de sterilisation a l'oxyde d'ethylene (EO), garantissant une securite microbienne et une livraison dans un etat sterile. Sa conformite aux normes CE atteste de son adhesion aux standards de qualite europeens, renforçant sa fiabilite parmi les praticiens de sante du monde entier. Disponible en plusieurs tailles (20G a 27G), l'Aiguille Spinale (Biseau Quincke) offre une flexibilite et une adaptabilite pour divers besoins cliniques. Le biseau Quincke est concu pour maximiser l'efficacite de la penetration tout en preservant l'integrite des tissus. L'ergonomie de son design accompagne les professionnels de sante dans leurs demarches cliniques, assurant des gestes precis et controles. Concue pour les environnements exigeants des centres medicaux et hospitaliers, elle represente l'outil incontournable pour les specialistes en recherche de precision et de securite.