

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Appareil CPAP auto-ajustable AirSense 10 AutoSet ResMed
SKU:	RS37422-300
Marque:	Resmed
Categorie:	Cpap / Ronflement

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Type:	Appareil PPC auto-ajustable
Gamme:	AirSense 10 AutoSet
Mode:	Auto-ajustable
Compatibilite:	Resmed

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

L'appareil CPAP AirSense 10 AutoSet de ResMed ajuste automatiquement la pression grace a l'algorithme AutoSet, selon les besoins du patient au cours de la nuit. Il integre un humidificateur HumidAir. - AutoSet : demarrage a faible pression puis ajustement progressif - Humidificateur integre : HumidAir - Option : tuyau chauffant ClimateLineAir (limitation de la condensation) - Ecran : capteur de lumiere ambiante pour ajuster la luminosite - Moteur : Easy-Breathe (reduction du bruit) Contenu : appareil avec humidificateur integre HumidAir, tuyau d'air SlimLine (chauffant en option), reservoir d'eau (standard ou nettoiyable), filtres (standard et hypoallergenique), sac de transport, carte SD (selon modele), couvercle lateral (usage sans humidificateur), convertisseur DC/DC Air10, adaptateur USB ou pour oxymetre (optionnel), batterie Power Station II.