

1. Product Identification

Designation:	Catheter Veineux Central Pediatrique Triple Lumiere Arrow 4 Fr x 8 cm
SKU:	AR-CS-15403
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
Usage:	Pediatrique / Neonatalogie
Calibre:	4 French
Longueur Utile:	8 cm
Nombre De LumieRes:	3 (20G / 22G / 22G)
MateRiau:	Polyurethane souple radio-opaque
SteRilisation:	ETO Sterile
Classe De Dispositif:	Classe III
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	421.51 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	14 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2027-12-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2027-12-31
CateGorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Le set de catheter veineux central pediatrique Arrow 4 Fr x 8 cm a triple lumiere est specialement miniaturise pour la reanimation neonatale et pediatrique. Extreme souplesse atraumatique, repere centimetriques precis et 3 voies separees (22G / 22G / 20G) pour les soins intensifs pediatriques.