

1. Identification Produit

Designation:	Catheter Veineux Central Pediatrique Triple Lumiere Arrow 4 Fr x 8 cm
SKU:	AR-CS-15403
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Usage:	Pediatrique / Neonatalogie
Calibre:	4 French
Longueur Utile:	8 cm
Nombre De LumieRes:	3 (20G / 22G / 22G)
MateRiau:	Polyurethane souple radio-opaque
SteRilisation:	ETO Sterile
Classe De Dispositif:	Classe III
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	421.51 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	14 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2027-12-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2027-12-31
CateGorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conforme & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conforme
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le set de catheter veineux central pediatrique Arrow 4 Fr x 8 cm a triple lumiere est specialement miniaturise pour la reanimation neonatale et pediatrique. Extreme souplesse atraumatique, reperes centimetriques precis et 3 voies separees (22G / 22G / 20G) pour les soins intensifs pediatriques.