

## FICHE TECHNIQUE

### 1. Identification Produit

<b>Designation:</b>	Chariot a medicaments 5 tiroirs (850 520 950 mm)
<b>SKU:</b>	L8124
<b>Marque:</b>	MediUnit
<b>Categorie:</b>	Immobilisation et transfert

### 2. Caracteristiques Techniques

<b>Conditionnement:</b>	Unite
<b>Type:</b>	Chariot medical
<b>Mobilite:</b>	Sur roulettes

### 3. Conformite & Documentation

<b>Certificat CE:</b>	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
<b>Sterilisation:</b>	Non sterile / N.A.
<b>Conditionnement:</b>	Unite

### 4. Description Clinique

Chariot a medicaments a 5 tiroirs Tiroirs lateraux doubles 4 tiroirs pour 20 boites de medicaments 6 tiroirs a usages multiples Equipements : potence a serum, deux poubelles, conteneur de service, support d'elimination d'aiguille jaune, rail de garde sur la planche superieure Dimensions : 850 520 950 mm. - Le libelle produit permet de reperer rapidement cette reference dans un stock structure.