

## FICHE TECHNIQUE

### 1. Identification Produit

<b>Designation:</b>	Chevilliere MalleoPro Activ Thuasne
<b>SKU:</b>	2368
<b>Marque:</b>	Thuasne
<b>Categorie:</b>	Par partie du corps

### 2. Caracteristiques Techniques

<b>Conditionnement:</b>	Unite
<b>Tour De Cheville:</b>	28-29cm, 30-31cm, 32-33cm, 34-35cm, 36-38cm
<b>ModeLes:</b>	droite, gauche

### 3. Conformite & Documentation

<b>Certificat CE:</b>	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
<b>Sterilisation:</b>	Non sterile / N.A.
<b>Conditionnement:</b>	Unite

### 4. Description Clinique

Laxite chronique ou instabilite de la cheville. Entorse legere (phase aigue). Douleurs et demes post operatoires ou post traumatiques. Reprise du sport et activites physiques. Protection mecanique des malleoles. Compression pour favoriser la cicatrisation (brulures, plaies fermees). - Le libelle produit permet de reperer rapidement cette reference dans un stock structure.