

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Coloplast Sonde Easicath Femme (Multi-Tailles)
SKU:	COL053720
Marque:	Coloplast
Categorie:	Urologie

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Material:	PVC medical sans phtalates
Sterilization:	Oxyde d'ethylene (EO)
Compliance:	Certification CE
Target Use:	Usage unique
Key Features:	Pointe arrondie hydrophile, conditionnement individuel sterile, dimensions de 6 a 12 CH
Tailles Disponibles:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Size:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Taille:	12 CH/FR

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

La sonde urinaire Coloplast Easicath Femme (Multi-Tailles) est concue pour offrir une solution atraumatique, efficace et ergonomique pour le sondage intermittent urinaire chez les femmes. Confectionne avec une attention meticuleuse a la biocompatibilite, ce dispositif medical s'appuie sur un materiau en PVC medical, exempt de phtalates, afin de garantir une securite optimale et de reduire le risque d'irritation tissulaire. Grace a son procede de sterilisation a l'oxyde d'ethylene, la sonde assure un haut niveau de sterilité, indispensable pour prevenir les infections nosocomiales. Le design de sa pointe arrondie hydrophile favorise un passage atraumatique dans l'uretre, minimisant ainsi les inconforts lies a l'intervention. Ce produit, concu pour un usage unique, permet d'assurer la securite du patient tout en respectant les normes rigoureuses de la certification CE. Avec des dimensions adaptees de 6 a 12 CH, la sonde Coloplast Easicath Femme s'inscrit dans une optique d'adaptabilite et de confort pour le patient, facilitant l'utilisation aussi bien en milieu hospitalier que lors des soins a domicile. Son emballage individuel sterile garantit une minoration du risque de contamination croisee, tout en preservant l'integrite du produit jusqu'a son utilisation. Ce produit incarne l'engagement de Coloplast a fournir des solutions de sante innovantes et conformes aux exigences cliniques et reglementaires internationales, offrant ainsi aux professionnels de sante la confiance necessaire pour un soin de qualite.