

1. Product Identification

Designation:	Coloplast Sonde Easicath Femme (Multi-Tailles)
SKU:	COL053720
Brand:	Coloplast
Category:	Urology

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
Material:	PVC medical sans phtalates
Sterilization:	Oxyde d'ethylene (EO)
Compliance:	Certification CE
Target Use:	Usage unique
Key Features:	Pointe arrondie hydrophile, conditionnement individuel sterile, dimensions de 6 a 12 CH
Available Sizes:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Size:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Taille:	12 CH/FR

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

La sonde urinaire Coloplast Easicath Femme (Multi-Tailles) est conçue pour offrir une solution atraumatique, efficace et ergonomique pour le sondage intermittent urinaire chez les femmes. Confectionnée avec une attention méticuleuse à la biocompatibilité, ce dispositif médical s'appuie sur un matériau en PVC médical, exempt de phtalates, afin de garantir une sécurité optimale et de réduire le risque d'irritation tissulaire. Grâce à son procédé de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, la sonde assure un haut niveau de stérilité, indispensable pour prévenir les infections nosocomiales. Le design de sa pointe arrondie hydrophile favorise un passage atraumatique dans l'urètre, minimisant ainsi les inconforts liés à l'intervention. Ce produit, conçu pour un usage unique, permet d'assurer la sécurité du patient tout en respectant les normes rigoureuses de la certification CE. Avec des dimensions adaptées de 6 à 12 CH, la sonde Coloplast Easicath Femme s'inscrit dans une optique d'adaptabilité et de confort pour le patient, facilitant l'utilisation aussi bien en milieu hospitalier que lors des soins à domicile. Son emballage individuel stérile garantit une minoration du risque de contamination croisée, tout en préservant l'intégrité du produit jusqu'à son utilisation. Ce produit incarne l'engagement de Coloplast à fournir des solutions de santé innovantes et conformes aux exigences cliniques et réglementaires internationales, offrant ainsi aux professionnels de santé la confiance nécessaire pour un soin de qualité.