

TECHNICAL SHEET

1. Product Identification

Designation:	Coloplast Sonde Intermittente Femme (Multi-Tailles)
SKU:	COL285120
Brand:	Coloplast
Category:	Urology

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
Material:	PVC medical de qualite superieure
Sterilization:	Oxyde d'ethylene (EO)
Compliance:	Conforme CE
Target Use:	Usage unique sterile
Key Features:	Disponible en longueurs de 10 cm a 20 cm, Bout arrondi hydrophile, Emballage individuel
Available Sizes:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Size:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

La sonde intermittente Coloplast Femme est conçue pour offrir un confort et une sécurité optimaux lors des procédures d'autocathéterisme. Fabriquée en PVC médical de qualité supérieure, cette sonde assure une biocompatibilité élevée, minimisant ainsi les risques de réaction indésirable. Sa stérilisation par oxyde d'éthylène garantit une asepsie rigoureuse, essentielle pour prévenir toute infection liée à l'usage intermittent. Spécialement optimisée pour un usage féminin, la sonde est disponible en plusieurs tailles, allant de 10 cm à 20 cm, assurant ainsi une adaptabilité à différentes anatomies individuelles. Le design ergonomique inclut une pointe arrondie hydrophile, favorisant une insertion atraumatique et douce, réduisant l'inconfort pour l'utilisateur tout en optimisant l'efficacité du drainage urinaire. La conformité CE de la sonde intermittente Coloplast Femme souligne son respect des normes les plus strictes de sécurité et de performance. Conçue pour un usage unique, elle est conditionnée individuellement, garantissant une stérilité maximale jusqu'à l'ouverture. Cette conception utilisateur-centrée met l'accent sur la facilité d'utilisation et la rentabilité, ce qui la rend idéale pour une utilisation clinique sûre et efficace.