

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Coloplast Sonde Intermittente Homme (Multi-Tailles)
SKU:	COL284140
Marque:	Coloplast
Categorie:	Urologie

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
MateRiau:	PVC souple avec revetement hydrophile PVP
Lubrification:	Pre-lubrifiee, prete a l'emploi apres immersion dans l'eau
Design:	ils polis au feu pour insertion atraumatique
Usage Clinique:	Sondage auto-intermittent (SAI), prevention des micro-traumatismes uretraux
Tailles Disponibles:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Size:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
SteRilite:	Sterile

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le Coloplast Sonde Intermittente Homme (Multi-Tailles) est une solution avancee concue pour offrir une experience de catheterisme intermittent optimisee. Fabrique a partir de PVC medical de haute qualite, ce dispositif presente une biocompatibilite exceptionnelle, minimisant ainsi les risques de reaction tissulaire. Le processus de sterilisation par oxyde d'ethylene (EO) garantit la purete du produit, eliminant tous les contaminants potentiels et assurant une securite maximale a chaque utilisation. Dotee d'une pointe hydrophile, cette sonde offre une insertion plus fluide et atraumatique, reduisant l'inconfort pour le patient. Les tailles disponibles - 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr - permettent une adaptation optimale selon les besoins cliniques specifiques des patients. Chaque sonde est conditionnee individuellement de maniere sterile, garantissant ainsi une protection contre les agents pathogenes environnementaux et maintenant l'integrite du produit jusqu'a l'utilisation. En conformite avec les normes CE, cette sonde repond aux criteres stricts de securite et d'efficacite requis dans les environnements cliniques modernes. Le design ergonomique et les materiaux de haute qualite utilises dans la fabrication du Coloplast Sonde Intermittente Homme temoignent de l'engagement sans compromis de Coloplast envers l'innovation et l'excellence clinique. Ce dispositif medical est concu avec des materiaux de haute qualite clinique. Principales caracteristiques techniques : MateRiau : PVC souple avec revetement hydrophile PVP. Lubrification : Pre-lubrifiee, prete a l'emploi apres immersion dans l'eau. Design : ils polis au feu pour insertion atraumatique. Usage Clinique : Sondage auto-intermittent (SAI), prevention des micro-traumatismes uretraux.