

TECHNICAL SHEET

1. Product Identification

Designation:	Coloplast Sonde Intermittente Homme (Multi-Tailles)
SKU:	COL284140
Brand:	Coloplast
Category:	Urology

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
MateRiau:	PVC souple avec revêtement hydrophile PVP
Lubrification:	Pre-lubrifiée, prête à l'emploi après immersion dans l'eau
Design:	Œils polis au feu pour insertion atraumatique
Usage Clinique:	Sondage auto-intermittent (SAI), prévention des micro-traumatismes uretraux
Available Sizes:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20
Size:	CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Non-sterile / N.A.
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

Le Coloplast Sonde Intermittente Homme (Multi-Tailles) est une solution avancée conçue pour offrir une expérience de cathétérisme intermittent optimisée. Fabriquée à partir de PVC médical de haute qualité, ce dispositif présente une biocompatibilité exceptionnelle, minimisant ainsi les risques de réaction tissulaire. Le processus de stérilisation par oxyde d'éthylène (EO) garantit la pureté du produit, éliminant tous les contaminants potentiels et assurant une sécurité maximale à chaque utilisation. Dotée d'une pointe hydrophile, cette sonde offre une insertion plus fluide et atraumatique, réduisant l'inconfort pour le patient. Les tailles disponibles - 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr - permettent une adaptation optimale selon les besoins cliniques spécifiques des patients. Chaque sonde est conditionnée individuellement de manière stérile, garantissant ainsi une protection contre les agents pathogènes environnementaux et maintenant l'intégrité du produit jusqu'à l'utilisation. En conformité avec les normes CE, cette sonde répond aux critères stricts de sécurité et d'efficacité requis dans les environnements cliniques modernes. Le design ergonomique et les matériaux de haute qualité utilisés dans la fabrication du Coloplast Sonde Intermittente Homme témoignent de l'engagement sans compromis de Coloplast envers l'innovation et l'excellence clinique. Ce dispositif médical est conçu avec des matériaux de haute qualité clinique. Principales caractéristiques techniques : Matériau : PVC souple avec revêtement hydrophile PVP. Lubrification : Pre-lubrifiée, prête à l'emploi après immersion dans l'eau. Design : Œils polis au feu pour insertion atraumatique. Usage Clinique : Sondage auto-intermittent (SAI), prévention des micro-traumatismes uretraux.