

1. Identification Produit

Designation:	Catheter Veineux Central Adulte Triple Lumiere Arrow 7 Fr x 16 cm
SKU:	AR-CV-12703
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	7 French (2.4 mm)
Longueur Utile:	16 cm
Nombre De Lumieres:	3 (Distale 16G, Mediane 18G, Proximale 18G)
Materiau:	Polyurethane thermosensible radio-opaque
Technique De Pose:	Seldinger avec guide J anti-torsion
Sterilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Classe De Dispositif:	Classe III Sterile
Conformite:	CE 0086 / ISO 13485
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	228.00 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	57 unites
Date De Peremption La Plus Proche:	2030-05-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De Peremption:	2030-05-31
Categorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le kit de catheter veineux central adulte Arrow 7 Fr x 16 cm a triple lumiere permet l'administration simultanee de solutes incompatibles, la nutrition parenterale, le monitoring de la pression veineuse centrale (PVC) et les prelevements sanguins repetes sans acces veineux additionnels. Le set Seldinger sterile contient : 1 catheter 3 voies en polyurethane radio-opaque (voies Distale 16G, Mediane 18G, Proximale 18G), 1 guide en J anti-torsion, 1 aiguille d'introduction 18G, 1 dilatateur de tissu vasculaire et pinces a clamps integrees.