

1. Identification Produit

Designation:	Drain de Redon Sterile CH 18 avec Perforations et Ligne Radio-Opaque (Ref. 9006)
SKU:	141018
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	CH 18
Perforations:	Croisees atraumatiques sur 15 cm
RepeRe:	Ligne radio-opaque integree
Longueur:	50 cm
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	3.06 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	380 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2029-06-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2029-06-30
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le drain de Redon chirurgical CH 18 en PVC plastifie medical est concu pour le drainage par aspiration fermee des plaies operatoires. Dote de perforations croisees atraumatiques et d'une ligne radio-opaque continue pour controle radiologique immediat.