

1. Product Identification

Designation:	Drain de Redon Sterile CH 18 avec Perforations et Ligne Radio-Opaque (Ref. 9006)
SKU:	141018
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
Calibre:	CH 18
Perforations:	Croisees atraumatiques sur 15 cm
RepeRe:	Ligne radio-opaque integree
Longueur:	50 cm
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	3.06 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	380 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2029-06-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2029-06-30
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Le drain de Redon chirurgical CH 18 en PVC plastifie medical est concu pour le drainage par aspiration fermee des plaies operatoires. Dote de perforations croisees atraumatiques et d'une ligne radio-opaque continue pour controle radiologique immediat.