

1. Identification Produit

Designation:	Drain Thoracique avec Trocart Sterile CH 28 pour Drainage Pleural (Ref. 9008A)
SKU:	141328
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	CH 28
Mandrin:	Trocart metallique rigide tranchant en acier inox
Oeils De Drainage:	Larges yeux ovales atraumatiques
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	21.66 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	262 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2030-02-28
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2030-02-28
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le drain thoracique avec trocart metallique CH 28 est indique pour l'evacuation d'urgence des pneumothorax compressifs et des hemothorax/epanchements pleuraux massifs. Canule en PVC rigide transparent avec larges yeux lateraux, repères centimetriques et trocart tranchant en acier inoxydable.