

1. Product Identification

Designation:	Drain Thoracique avec Trocart Sterile CH 30 pour Drainage Pleural (Ref. 9008A)
SKU:	141330
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
Calibre:	CH 30
Mandrin:	Trocart metallique rigide tranchant en acier inox
Oeils De Drainage:	Larges yeux ovales atraumatiques
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	22.80 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	143 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2029-01-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2029-01-30
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Le drain thoracique avec trocart metallique CH 30 est indique pour l'evacuation d'urgence des pneumothorax compressifs et des hemothorax/epanchements pleuraux massifs. Canule en PVC rigide transparent avec larges yeux lateraux, reperes centimetriques et trocart tranchant en acier inoxydable.