

## 1. Identification Produit

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Designation: | Drain Thoracique avec Trocart Sterile CH 30 pour Drainage Pleural (Ref. 9008A) |
| SKU:         | 141330                                                                         |
| Marque:      | MediUnit Clinical                                                              |
| Categorie:   | Anesthesie & Voies Aeriennes                                                   |

## 2. Caracteristiques Techniques

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Conditionnement:                   | Unite                                             |
| Calibre:                           | CH 30                                             |
| Mandrin:                           | Trocart metallique rigide tranchant en acier inox |
| Oeils De Drainage:                 | Larges yeux ovales atraumatiques                  |
| SteRilisation:                     | Oxyde d'ethylene                                  |
| Taux TVA:                          | 20%                                               |
| Prix TTC:                          | 22.80 MAD                                         |
| Disponibilite:                     | En stock (Expedie sous 24h)                       |
| DeLai De Livraison:                | Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)    |
| Stock Physique Disponible:         | 143 unites                                        |
| Date De PeRemption La Plus Proche: | 2029-01-30                                        |
| Statut Stock:                      | En stock (Expedie sous 24h)                       |
| Date De PeRemption:                | 2029-01-30                                        |
| CateGorie Sage:                    | Famille 012                                       |
| Fournisseur:                       | ULTIMED                                           |

## 3. Conformite & Documentation

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Certificat CE:   | Disponible sur demande ou dans le pack conformite |
| Sterilisation:   | Sterile EO                                        |
| Conditionnement: | Unite                                             |

## 4. Description Clinique

Le drain thoracique avec trocart metallique CH 30 est indique pour l'evacuation d'urgence des pneumothorax compressifs et des hemothorax/epanchements pleuraux massifs. Canule en PVC rigide transparent avec larges yeux lateraux, repères centimetriques et trocart tranchant en acier inoxydable.