

1. Identification Produit

Designation:	Filtre Echangeur de Chaleur et d'Humidite Droit Humid-Vent Anti-Bacterien / Viral
SKU:	119402
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Efficacite Bacterienne/Virale:	99.999 %
Humidification:	30 mg H2O/L a Vt 500 ml
Raccord:	Connecteurs ISO standard 22M/15F et 22F/15M
Port Capnographie:	Luer Lock avec bouchon de protection
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	18.53 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	2945 unites
Date De Peremption La Plus Proche:	2030-11-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De Peremption:	2030-11-30
Categorie Sage:	Famille 013
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le filtre HMEF Humid-Vent droit (Ref. 119402) combine une filtration bacterienne et virale electrostatique (> 99.999 %) a un element hygroscopique microporeux performant. Assure l'humidification et le rechauffement des gaz inspires chez les patients intubes ou ventiles mecaniquement.