

1. Product Identification

Designation:	Catheter Intraveineux Peripherique avec Site d'Injection (Intranule) 16G Gris (1.7 x 45 mm)
SKU:	1185
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
Calibre:	16G
Code Couleur:	Gris (1.7 x 45 mm)
MateRiau Canule:	PTFE / FEP radio-opaque
Aiguille:	Acier inoxydable biseau triple a retour de sang rapide
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	1.87 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	760 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2031-02-28
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2031-02-28
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Le catheter intraveineux peripherique (intranule) 16G permet un acces veineux rapide et securise. Dote d'une valve d'injection sans aiguille avec capuchon a code couleur et d'ailettes de fixation flexibles.