

1. Identification Produit

Designation:	Catheter Intraveineux Peripherique avec Site d'Injection (Intranule) 20G Rose (1.1 x 32 mm)
SKU:	PO155820
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	20G
Code Couleur:	Rose (1.1 x 32 mm)
MateRiau Canule:	PTFE / FEP radio-opaque
Aiguille:	Acier inoxydable biseau triple a retour de sang rapide
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	1.43 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	1425 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2030-09-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2030-09-30
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le catheter intraveineux peripherique (intranule) 20G permet un acces veineux rapide et securise. Dote d'une valve d'injection sans aiguille avec capuchon a code couleur et d'ailettes de fixation flexibles.