

1. Identification Produit

Designation:	Kit de Nephrostomie Percutanees en 2 Etapes Superglide Ch. 10 Rusch / Teleflex
SKU:	0938
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	CH 10 (3.3 mm)
Longueur:	30 cm
Revetement:	Hydrophile Superglide
Inclus:	Aiguille de ponction 18G, guide J PTFE, dilateurs etages, sonde queue de cochon et raccord Luer
Sterilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	872.10 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	22 unites
Date De Peremption La Plus Proche:	2030-10-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De Peremption:	2030-10-31
Categorie Sage:	Famille 013
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le kit de nephrostomie percutanee Superglide Ch. 10 (Rusch / Teleflex) est concu pour le drainage urinaire renal direct en cas d'obstruction ureterale aigue. Son revetement hydrophile exclusif Superglide garantit une glisse sans frottement le long du guide metallique en J.