

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

| | |
|--------------|-------------------------|
| Designation: | Kit de Sondage Urinaire |
| SKU: | KIT-URO-001 |
| Marque: | MediUnit Clinical |
| Categorie: | Kits de Procedure |

2. Caracteristiques Techniques

| | |
|-------------------|--|
| Conditionnement: | Unite |
| MateRiau: | Silicone souple |
| SteRilisation: | Oxyde d'ethylene (EO) |
| Conformite: | CE / ISO |
| Usage Clinique: | Gestion urinaire atraumatique |
| CaracteRistiques: | Foley 2 voies, Poche de 2 litres, Seringue 10 ml, Gel anesthesique a l'eau |

3. Conformite & Documentation

| | |
|------------------|---|
| Certificat CE: | Disponible sur demande ou dans le pack conformite |
| Sterilisation: | Non sterile / N.A. |
| Conditionnement: | Unite |

4. Description Clinique

Le Kit de Sondage Urinaire, modele KIT-URO-001, est concu pour offrir une solution medicale premium aux professionnels de sante necessitant une gestion atraumatique et efficace de la vessie. Ce kit est meticuleusement fabrique pour garantir une experience securisee et confortable pour les patients. La sonde est fabriquee en silicone souple, un materiau reconnu pour sa biocompatibilite elevee et son confort optimal lors de l'insertion prolongee. Ce choix de materiau reduit significativement les risques d'allergies et d'irritation, assurant ainsi une utilisation prolongee sans complications. Le processus de sterilisation par oxyde d'ethylene (EO) assure une elimination complete des micro-organismes, offrant un niveau de securite maximal pour les interventions medicales. La capacite de la poche de recueil de 2 litres est ideale pour une gestion efficace du drainage, tout en minimisant le besoin de vidanges frequentes. De plus, le kit inclut une seringue de 10 ml, qui permet un ajustement precis et controle de l'etat de la sonde dans la vessie du patient, apportant ainsi une flexibilite therapeutique essentielle aux soignants. Equipe d'un lubrifiant a base de gel anesthesique a l'eau, ce kit offre une lubrification soigneusement concue pour une insertion et un retrait facilite, minimisant l'inconfort du patient. La conception en 2 voies de la sonde Foley ameliore le flux urinaire et facilite le lavage, ideal pour les applications a court et long terme. Chaque kit est conditionne individuellement de maniere sterile, offrant une tranquillite d'esprit tant pour le personnel medical que pour les patients, en assurant l'integrite du produit jusqu'a l'application. Conforme aux normes internationales CE et ISO, le KIT-URO-001 represente l'excellence en matiere d'innovations cliniques. ,