

TECHNICAL SHEET

1. Product Identification

Designation:	Kit de Sondage Urinaire
SKU:	KIT-URO-001
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Procedure Kits

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
MateRiau:	Silicone souple
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite:	CE / ISO
Usage Clinique:	Gestion urinaire atraumatique
CaracteRistiques:	Foley 2 voies, Poche de 2 litres, Seringue 10 ml, Gel anesthésique a l'eau

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Non-sterile / N.A.
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

Le Kit de Sondage Urinaire, modele KIT-URO-001, est conçu pour offrir une solution médicale premium aux professionnels de santé nécessitant une gestion atraumatique et efficace de la vessie. Ce kit est méticuleusement fabriqué pour garantir une expérience sécurisée et confortable pour les patients. La sonde est fabriquée en silicone souple, un matériau reconnu pour sa biocompatibilité élevée et son confort optimal lors de l'insertion prolongée. Ce choix de matériau réduit significativement les risques d'allergies et d'irritation, assurant ainsi une utilisation prolongée sans complications. Le processus de stérilisation par oxyde d'éthylène (EO) assure une élimination complète des micro-organismes, offrant un niveau de sécurité maximal pour les interventions médicales. La capacité de la poche de recueil de 2 litres est idéale pour une gestion efficace du drainage, tout en minimisant le besoin de vidanges fréquentes. De plus, le kit inclut une seringue de 10 ml, qui permet un ajustement précis et contrôle de l'état de la sonde dans la vessie du patient, apportant ainsi une flexibilité thérapeutique essentielle aux soignants. Équipé d'un lubrifiant à base de gel anesthésique à l'eau, ce kit offre une lubrification soigneusement conçue pour une insertion et un retrait facilités, minimisant l'inconfort du patient. La conception en 2 voies de la sonde Foley améliore le flux urinaire et facilite le lavage, idéal pour les applications à court et long terme. Chaque kit est conditionné individuellement de manière stérile, offrant une tranquillité d'esprit tant pour le personnel médical que pour les patients, en assurant l'intégrité du produit jusqu'à l'application. Conforme aux normes internationales CE et ISO, le KIT-URO-001 représente l'excellence en matière d'innovations cliniques. ,