

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Kit Peridural Egemen
SKU:	TMT-EPIS18903
Marque:	Egemen
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Type De Kit:	Kit Peridural Complet
Aiguille De Tuohy:	Incluse
CatheTer PeRidural:	Radio-opaque
Seringue Perte De ReSistance:	Incluse
Filtre AntibacteRien:	Inclus
Connecteur:	Luer-Lock
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Usage:	Usage unique

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le Kit Peridural Egemen (SKU: TMT-EPIS18903) est un ensemble complet et sterile concu pour repondre aux exigences rigoureuses des interventions de bloc epidural. Ce produit incarne une fusion de precision et d'ergonomie, offrant une assurance irreprochable grace a son materiau en polycarbonate medical haut de gamme. Contenu exclusif du pack : - Aiguille Peridurale Tuohy : dotee de marquages centimetriques precis pour un controle optimal de la profondeur d'insertion. - Catheter Peridural Episoft/Epiuno : flexible, radio-opaque et dote d'une pointe atraumatique pour un positionnement securise sans risque de lesion. - Seringue LOR (Loss of Resistance) : 10ml, concue pour une identification tactile precise de l'espace peridural. - Filtre Peridural : membrane hydrophobe de 0,22 um avec systeme de verrouillage Luer Lock pour une securite accrue. - Fixations Flexifix & Profix : dispositifs specialises pour securiser fermement le catheter et le filtre sur le patient. - Connecteur Intelligent : assure une liaison etanche et securisee entre le catheter et le filtre. - Aiguilles Hypodermiques (18G & 25G) : incluses pour les aspirations et l'anesthesie locale. Certifie CE 0120, le Kit Peridural Egemen respecte les normes europeennes les plus strictes. Sa conception reflechie permet une manipulation facilitee tout en minimisant les risques de traumatisme tissulaire, faisant de lui le choix privilegie des anesthesistes pour les procedures critiques. Produit Specifications Materiau Polycarbonate medical / Acier Inox 304 Sterilisation Oxyde d'ethylene (EO) Conformite CE / ISO CE 0120 Usage Clinique Bloc epidural chirurgical, accouchement sans douleur Caracteristiques Pack complet, pointe atraumatique, fixation securisee incluse