

1. Product Identification

Designation:	Kit Peridural Egemen
SKU:	TMT-EPIS18903
Brand:	Egemen
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
Type De Kit:	Kit Peridural Complet
Aiguille De Tuohy:	Incluse
CatheTer PeRidural:	Radio-opaque
Seringue Perte De ReSistance:	Incluse
Filtre AntibacteRien:	Inclus
Connecteur:	Luer-Lock
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Usage:	Usage unique

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

Le Kit Peridural Egemen (SKU: TMT-EPIS18903) est un ensemble complet et sterile conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des interventions de bloc epidural. Ce produit incarne une fusion de precision et d'ergonomie, offrant une assurance irreprochable grace a son materiau en polycarbonate medical haut de gamme. Contenu exclusif du pack : - Aiguille Peridurale Tuohy : dotée de marquages centimetriques precis pour un controle optimal de la profondeur d'insertion. - Catheter Peridural Episoft/Epiuno : flexible, radio-opaque et doté d'une pointe atraumatique pour un positionnement securise sans risque de lesion. - Seringue LOR (Loss of Resistance) : 10ml, conçue pour une identification tactile precise de l'espace peridural. - Filtre Peridural : membrane hydrophobe de 0,22 um avec systeme de verrouillage Luer Lock pour une securite accrue. - Fixations Flexifix & Profix : dispositifs specialises pour securiser fermement le catheter et le filtre sur le patient. - Connecteur Intelligent : assure une liaison etanche et securisee entre le catheter et le filtre. - Aiguilles Hypodermiques (18G & 25G) : incluses pour les aspirations et l'anesthesie locale. Certifie CE 0120, le Kit Peridural Egemen respecte les normes europeennes les plus strictes. Sa conception reflechie permet une manipulation facilitee tout en minimisant les risques de traumatisme tissulaire, faisant de lui le choix privilegie des anesthesistes pour les procedures critiques. Produit Specifications Materiau Polycarbonate medical / Acier Inox 304 Sterilisation Oxyde d'ethylene (EO) Conforme CE / ISO CE 0120 Usage Clinique Bloc epidural chirurgical, accouchement sans douleur Caracteristiques Pack complet, pointe atraumatique, fixation securisee incluse