

## 1. Product Identification

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Designation: | Lames de Bistouri Chirurgicales Steriles N11 en Acier Carbone (Boite de 100) |
| SKU:         | 0493                                                                         |
| Brand:       | MediUnit Clinical                                                            |
| Category:    | Anesthesia & Airway                                                          |

## 2. Technical Specifications

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Packaging:                         | Unite                                            |
| NumeRo De Lame:                    | N11                                              |
| MateRiau:                          | Acier au carbone chirurgical haute precision     |
| Tranchant:                         | Affutage micrometrique laser longue duree        |
| Emballage:                         | Blister unitaire individuel pelable en aluminium |
| Conditionnement:                   | Boite de 100 lames steriles                      |
| SteRilisation:                     | Rayonnement Gamma 25 kGy                         |
| Conformite:                        | CE 0123 / ISO 13485 / ISO 7153-1                 |
| Taux TVA:                          | 20%                                              |
| Prix TTC:                          | 194.94 MAD                                       |
| Disponibilite:                     | En stock (Expedie sous 24h)                      |
| DeLai De Livraison:                | Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)   |
| Stock Physique Disponible:         | 48 unites                                        |
| Date De PeRemption La Plus Proche: | 2030-12-31                                       |
| Statut Stock:                      | En stock (Expedie sous 24h)                      |
| Date De PeRemption:                | 2030-12-31                                       |
| CateGorie Sage:                    | Famille 014                                      |
| Fournisseur:                       | ULTIMED                                          |

## 3. Compliance & Documentation

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| CE Certificate: | Available on request or in the compliance pack |
| Sterilization:  | Sterile EO                                     |
| Packaging:      | Unite                                          |

## 4. Clinical Description

Les lames de bistouri steriles N11 sont fabriquees en acier au carbone chirurgical de haute purete selon la norme ISO 7153-1. Affutage micrometrique au laser garantissant une incision initiale fluide, nette et atraumatique avec une excellente durabilite du tranchant. Chaque lame est emballee individuellement sous blister pelable en feuillet aluminium anti-corrosion (VCI) avec repere visuel d'orientation. Sterilisees par rayonnement gamma (25 kGy).