

1. Product Identification

Designation:	Lames de Bistouri Chirurgicales Steriles N24 en Acier Carbone (Boite de 100)
SKU:	0468
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
NumeRo De Lame:	N24
MateRiau:	Acier au carbone chirurgical haute precision
Tranchant:	Affutage micrometrique laser longue duree
Emballage:	Blister unitaire individuel pelable en aluminium
Conditionnement:	Boite de 100 lames steriles
SteRilisation:	Rayonnement Gamma 25 kGy
Conformite:	CE 0123 / ISO 13485 / ISO 7153-1
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	216.60 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	37 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2030-11-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2030-11-30
CateGorie Sage:	Famille 014
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Les lames de bistouri steriles N24 sont fabriquees en acier au carbone chirurgical de haute purete selon la norme ISO 7153-1. Affutage micrometrique au laser garantissant une incision initiale fluide, nette et atraumatique avec une excellente durabilite du tranchant. Chaque lame est emballee individuellement sous blister pelable en feuillet aluminium anti-corrosion (VCI) avec repere visuel d'orientation. Sterilisees par rayonnement gamma (25 kGy).