

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Lames de Bistouri Steriles Paramount (N 11)
SKU:	PAR-BLADE-11
Marque:	Paramount
Categorie:	Lames de Bistouri

2. Caracteristiques Techniques

MateRiau:	Acier Carbone de qualite medicale
SteRilisation:	Rayonnement Gamma (25 kGy)
Compatibilite Manches:	Manches N3, 3L, 5, 7
Conditionnement:	Boite de 100 unites (emballage individuel en aluminium)
Usage Clinique:	Chirurgie generale, incisions de precision

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Lames de bistouri steriles en acier inoxydable Paramount N 11. Concu pour une incision precise et une securite maximale en bloc operatoire. Ce dispositif medical est concu avec des materiaux de haute qualite clinique. Principales caracteristiques techniques : Materiau : Acier Carbone de qualite medicale. Sterilisation : Rayonnement Gamma (25 kGy). Compatibilite Manches : Manches N3, 3L, 5, 7. Conditionnement : Boite de 100 unites (emballage individuel en aluminium). Usage Clinique : Chirurgie generale, incisions de precision.