

1. Product Identification

Designation:	Lames de Bistouri Steriles Paramount (N 11)
SKU:	PAR-BLADE-11
Brand:	Paramount
Category:	Scalpel Blades

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
MateRiau:	Acier Carbone de qualite medicale
SteRilisation:	Rayonnement Gamma (25 kGy)
Compatibilite Manches:	Manches N3, 3L, 5, 7
Conditionnement:	Boite de 100 unites (emballage individuel en aluminium)
Usage Clinique:	Chirurgie generale, incisions de precision

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Lames de bistouri steriles en acier inoxydable Paramount N 11. Concués pour une incision précise et une sécurité maximale en bloc opératoire. Ce dispositif médical est conçu avec des matériaux de haute qualité clinique. Principales caractéristiques techniques : Matériau : Acier Carbone de qualité médicale. Sterilisation : Rayonnement Gamma (25 kGy). Compatibilité Manches : Manches N3, 3L, 5, 7. Conditionnement : Boite de 100 unités (emballage individuel en aluminium). Usage Clinique : Chirurgie générale, incisions de précision.