

1. Identification Produit

Designation:	Masque de Nebulisation Pediatrique avec Tubulure 2,1 m et Reservoir 6 ml Greatcare (Ref. GCR101310)
SKU:	GCR101310
Marque:	Greatcare
Categorie:	Consommables Medicaux

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite / Boite
ReFeRence Fabricant:	GCR101310
ModeLe:	Masque de nebulisation pediatrique (Child)
Volume ReServoir:	6 ml (gradue)
Longueur Tubulure:	2,1 m (anti-ecrasement Star-Lumen)
MateRiau:	PVC medical transparent sans phtalate
Fixation:	Laniere elastique et pince nasale ajustable
SteRilite:	Usage unique / Non toxique / Non pyrogene
Certifications:	CE / ISO 13485
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
Mode De Tarification:	Sur devis professionnel (Demande de devis immediate)
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	10.57 MAD
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Date De PeRemption:	2031-05-31

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite / Boite

4. Description Clinique

Le kit masque de nebulisation pediatrique Greatcare (Ref. GCR101310) comprend un masque anatomique doux adapte a la morphologie de l'enfant, une cuve de nebulisation graduee de 6 ml et une tubulure anti-ecrasement de 2,1 m (Star-Lumen). Concu pour l'administration efficace d'aerosols medicamenteux et le traitement des pathologies respiratoires pediatriques. Fabrique en PVC medical transparent sans phtalate residuel, avec clip nasal ajustable et laniere elastique de maintien confortable. Dispositif sterile a usage unique certifie CE et ISO 13485.