

1. Identification Produit

Designation:	Masque d'Aerosoltherapie et Nebulisation Adulte avec Tubulure et Cuve
SKU:	TUOOMR0220
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Taille:	Adulte universelle
Capacite Cuve:	6 ml a graduation gravee
Tubulure:	2 metres avec raccord crante standard
MateRiau:	PVC medical transparent sans latex
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	9.97 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	570 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2030-12-19
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2030-12-19
CateGorie Sage:	Famille 035
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le kit masque nebuliseur adulte avec tubulure 2 m et cuve graduee assure une delivrance par aerosoltherapie ultra-fine (MMAD 2.5 um) des bronchodilatateurs et corticoides. Masque anatomique transparent en vinyle medical sans latex avec bague nasale modulable.