

## FICHE TECHNIQUE

### 1. Identification Produit

Designation:	Moniteur Patient Multiparametrique
SKU:	MU-PM-MULTI-02
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Diagnostic

### 2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
ECran:	12 pouces TFT LCD
ParameTres:	ECG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP

### 3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

### 4. Description Clinique

Moniteur patient multiparametrique pour la surveillance simultanee des constantes ECG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP. L'ecran 12 pouces TFT LCD centralise la lecture des parametres sur un seul poste de monitoring.