

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Moniteur Patient Multiparametrique
SKU:	MU-PM-MULTI-02
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Diagnostic

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
ECran:	12 pouces TFT LCD
ParameTres:	ECG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Moniteur patient avance pour la surveillance des signes vitaux (ECG, SpO2, PNI, Respiration, Temperature).
Ecran tactile couleur de 12 pouces.