

1. Identification Produit

Designation:	Deambulateur Pliant a 2 Roues
SKU:	MU-ROLL-02
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Mobilite

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Type:	Deambulateur pliant
MateRiau:	Aluminium anodise
Roues:	2 roues avant de 12 cm de diametre
Pliable:	Oui, bouton-poussoir central
Charge Maximale:	130 kg
Poids:	6.5 kg
PoigneEs:	Ergonomiques en caoutchouc souple

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le deambulateur pliant a 2 roues MediUnit Clinical est un dispositif medical de classe I, conu specifiquement pour securiser la mobilite interieure et faciliter les transferts de courte distance chez les patients en reeducation, les personnes agees ou a mobilite reduite. Sa structure robuste en aluminium anodise allie legerete et haute resistance mecanique, supportant une charge maximale de 130 kg. - Stabilite Maximale : Equipe de deux roues avant fluides de 12 cm de diametre pour un franchissement aise des obstacles, et de deux pieds arriere avec embouts antiderapants en caoutchouc absorbant pour un freinage naturel securise. - Ergonomie & Confort : Poignees en caoutchouc souple texture anatomique assurant une prise en main ferme et reduisant les pressions sur les articulations palmaires. - Praticite au Quotidien : Mecanisme de pliage ultra-simple par bouton-poussoir central, ideal pour le stockage compact en cabinet medical ou le transport en vehicule. - Conformite Medicale : Certifie CE selon le reglement europeen 2017/745 (dispositifs medicaux), garantissant securite et tracabilite pour les professionnels de sante.