

## FICHE TECHNIQUE

### 1. Identification Produit

<b>Designation:</b>	Pese-Personne Medical Mecanique a Cadran
<b>SKU:</b>	MU-SCALE-09
<b>Marque:</b>	MediUnit Clinical
<b>Categorie:</b>	Diagnostic

### 2. Caracteristiques Techniques

<b>Conditionnement:</b>	Unite
<b>Capacite Max:</b>	150 kg
<b>PreCision:</b>	500g

### 3. Conformite & Documentation

<b>Certificat CE:</b>	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
<b>Sterilisation:</b>	Non sterile / N.A.
<b>Conditionnement:</b>	Unite

### 4. Description Clinique

Pese-personne medical mecanique a cadran pour controle ponderal de routine en consultation, depistage ou suivi nutritionnel. Le grand cadran et la base antiderapante facilitent une lecture rapide sur poste de passage.