

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Toise Murale a Rouleau Rapide
SKU:	MU-TOISE-11
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Diagnostic

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Plage De Mesure:	0 - 220 cm

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Toise murale a rouleau pour mesure de la taille sur poste fixe, avec lecture verticale simple et remise en place rapide. Elle convient aux consultations qui demandent une mesure repetee sans encombrer l'espace mural. Dimensions indiquees : 0 220 cm.