

1. Identification Produit

Designation:	Canule Nasale a Oxygene Adulte 2,1 m (Tube 5 mm Star-Lumen) Greatcare (Ref. GCR101136)
SKU:	GCR101136
Marque:	Greatcare
Categorie:	Consommables Medicaux

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite / Boite
ReFeRence Fabricant:	GCR101136
Longueur Tubulure:	2.1 metres (7 ft)
DiameTre Tubulure:	5 mm
Profil Tubulure:	Star-lumen (anti-ecrasement / anti-pliure)
Embouts Narinaires:	Incurves ultra-doux atraumatiques
Connecteur:	Universel conique pour detendeur / concentrateur
SteRilisation:	Usage unique medical sterile
Conformite:	CE / ISO 13485
Taux TVA:	20%
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Disponible:	8930 unites
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2031-05-31

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite / Boite

4. Description Clinique

La canule nasale a oxygene adulte Greatcare 2,1 m (Ref. GCR101136) est concue pour l'administration securisee d'oxygenotherapie a bas et moyen debit (1 a 6 L/min). Munie d'un tuyau transparent de 2,10 metres a lumiere interne en etoile (star-lumen) anti-ecrasement garantissant un flux d'oxygene continu sans interruption meme en cas de pliure. Les embouts narinaires incurves ultra-doux assurent un confort optimal sans irritation des muqueuses pour les patients en clinique, reanimation ou soins a domicile. Conforme CE et ISO 13485.