

1. Identification Produit

Designation:	Oxymetre de Pouls au Doigt (SpO2)
SKU:	MU-SPO2-05
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Diagnostic

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Affichage:	LED/OLED
Parametres:	SpO2, FC

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Non sterile / N.A.
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Oxymetre de pouls au doigt pour mesure rapide de la SpO2 et de la frequence cardiaque au poste de controle. - Le format compact convient aux verifications ponctuelles, au tri et aux equipements de mobilite legere.