

1. Product Identification

Designation:	Poche de Recueil d'Urine Sterile 2000 ml avec Robinet en Croix et Valve Anti-Reflux
SKU:	PO171000
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
Volume:	2000 ml gradue
Tubulure:	90 cm resistente aux coutures
Valve:	Anti-reflux integree
Vidange:	Robinet de vidange en croix
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	5.46 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	357 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2031-01-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2031-01-31
CateGorie Sage:	Famille 012
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

La poche a urine sterile 2000 ml est equipee d'une valve anti-reflux prevenant les infections urinaires nosocomiales ascendantes et d'un robinet de vidange securise a vidange en croix manipulable a une main.