

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Seringue Luer Slip 3 Pieces (Multi-Tailles)
SKU:	NEO176550SLIP
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Seringues

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Volume:	50ml
Needle Gauge:	21G
Needle Length:	1.5
Connection Type:	Luer Slip
Material:	Polypropylene/Polyethylene
Sterility:	true
Single Use:	true
Latex Free:	true

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

La seringue Luer Slip 3 Pieces (Multi-Tailles), reference NEO176550SLIP, est concue pour l'administration precise de fluides et de solutions cliniques. Sa conception en trois pieces ameliore la maitrise du dosage, la transparence du cylindre facilite le controle visuel et la connexion Luer Slip assure une liaison rapide avec les accessoires compatibles. Fabriquee en polypropylene de qualite medicale, sterilisee a l'oxyde d'ethylene (EO) et conditionnee individuellement, elle est destinee a un usage unique professionnel en clinique et a l'hopital.