

TECHNICAL SHEET

1. Product Identification

Designation:	Seringue Sterile 1 ml avec Aiguille Fixe 29G
SKU:	NEO176501/29
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Syringes

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
MateRiau:	Cylindre en polypropylene
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite:	Certifie CE
Usage Clinique:	Usage unique
CaracteRistiques:	Aiguille fixe 29G, Pointe atraumatique, Emballage individuel sterile

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Non-sterile / N.A.
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

La seringue sterile 1 ml avec aiguille fixe 29G, reference NEO176501/29, est concue pour les protocoles d'injection et de dosage precis en milieu clinique. Son corps transparent en polypropylene permet un controle visuel net du contenu, tandis que l'aiguille fixe 29G favorise une penetration reguliere et atraumatique. Sterilisee a l'oxyde d'ethylene (EO) et emballee individuellement, elle est destinee a un usage unique par les professionnels de sante. Ce dispositif repond aux exigences de securite et de conformite CE pour les environnements cliniques et hospitaliers.