

## FICHE TECHNIQUE

### 1. Identification Produit

Designation:	Seringue Sterile 1 ml avec Aiguille Fixe 29G
SKU:	NEO176501/29
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Seringues

### 2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Volume:	1ml
Needle Gauge:	29G
Needle Length:	0.5
Connection Type:	Fixed Needle
Material:	Polypropylene/Polyethylene
Sterility:	true
Single Use:	true
MateRiau:	Cylindre en polypropylene

### 3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

### 4. Description Clinique

La seringue sterile 1 ml avec aiguille fixe 29G, reference NEO176501/29, est concue pour les protocoles d'injection et de dosage precis en milieu clinique. Son corps transparent en polypropylene permet un controle visuel net du contenu, tandis que l'aiguille fixe 29G favorise une penetration reguliere et atraumatique. Sterilisee a l'oxyde d'ethylene (EO) et emballee individuellement, elle est destinee a un usage unique par les professionnels de sante. Ce dispositif repond aux exigences de securite et de conformite CE pour les environnements cliniques et hospitaliers.