

1. Identification Produit

Designation:	Seringue Sterile 1 ml Luer Slip avec Aiguille 25G x 3/4" (0.5 x 20 mm) Greatcare - Boite de 100 (Ref. GCH000148)
SKU:	GCH000148
Marque:	Greatcare
Categorie:	Consommables Medicaux

2. Caracteristiques Techniques

ReFeRence Fabricant:	GCH000148
Volume:	1 ml
Type D'Embout:	Luer Slip
Aiguille Fournie:	25G x 3/4" (0.5 x 20 mm)
Conditionnement:	Boite de 100 unites sous blister individuel
MateRiau:	Polypropylene medical haute transparence
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Certifications:	CE / ISO 13485
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
Mode De Tarification:	Sur devis professionnel (Demande de devis immediate)
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	0.64 MAD
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Date De PeRemption:	2031-05-31

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite / Boite

4. Description Clinique

La seringue sterile 1 ml Luer Slip Greatcare avec aiguille montee 25G x 3/4" (0.5 x 20 mm) (Ref. GCH000148) est un dispositif de precision a usage unique destine aux injections sous-cutanees, intradermiques et prelevements de faible volume. Equipee d'un corps cylindrique hautement transparent et d'une graduation indelebile haute lisibilite. Piston a glissement fluide assurant un dosage micrometrique sans a-coups et etancheite absolue. Aiguille siliconee a triple biseau pour une penetration tissulaire atraumatique. Conforme aux normes CE et ISO 13485.