

1. Identification Produit

Designation:	Catheter d'Hemodialyse Double Lumiere Temporaire Arrow 12 Fr x 20 cm
SKU:	AR-CV-15122F
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Usage:	Hemodialyse aigue / Plasmapherese
Calibre:	12 French (4.0 mm)
Longueur Utile:	20 cm
Nombre De LumieRes:	2 (Arterielle + Veineuse)
DeBit Sanguin Recommande:	300 - 400 ml/min
MateRiau:	Polyurethane radio-opaque haute resistance
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	337.50 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	72 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2030-01-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2030-01-31
CateGorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conforme & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conforme
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le catheter d'hemodialyse aigue double lumiere Arrow 12 Fr x 20 cm permet d'obtenir des debits sanguins extracorporels stables (> 350 ml/min) avec une recirculation minimale. Concu en polyurethane thermo-resistant avec embouts veineux et arteriels decales, ailettes de suture rotatives et clamps robustes.