

1. Identification Produit

Designation:	Catheter Veineux Central Adulte Double Lumiere Arrow 7 Fr x 16 cm
SKU:	AR-CV-12702
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	7 French (2.4 mm)
Longueur Utile:	16 cm
Nombre De Lumieres:	2 (Distale 16G, Proximale 18G)
Materiau:	Polyurethane thermosensible radio-opaque
Technique De Pose:	Seldinger avec guide J anti-pliure
Sterilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Classe De Dispositif:	Classe III Sterile
Conformite:	CE 0086 / ISO 13485
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	220.87 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	38 unites
Date De Peremption La Plus Proche:	2029-11-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De Peremption:	2029-11-30
Categorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le set de catheter veineux central (CVC) Arrow 7 Fr x 16 cm a double lumiere est concu pour les acces vasculaires critiques en reanimation, anesthesie et soins intensifs. Fabrique en polyurethane thermosensible radio-opaque Arrowg+ard Blue, il s'assouplit a la temperature corporelle pour minimiser le traumatisme endothelial et reduire les risques de phlebite et de thrombose. Le kit complet pour technique de Seldinger comprend : une aiguille de ponction 18G, un guide metallique en J brevete anti-plier, un dilatateur vasculaire etage, deux voies d'acces independantes avec lignes d'extension munies de clamps de securite et bouchons de site d'injection Luer-Lock sans aiguille.