

1. Product Identification

Designation:	Catheter Veineux Central Adulte Double Lumiere Arrow 7 Fr x 20 cm
SKU:	AR-CV-16702-7
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
Calibre:	7 French
Longueur Utile:	20 cm
Nombre De Lumieres:	2 (16G / 18G)
Materiau:	Polyurethane radio-opaque
Technique De Pose:	Seldinger
Sterilisation:	ETO Sterile
Classe De Dispositif:	Classe III
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	139.73 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	257 unites
Date De Peremption La Plus Proche:	2029-05-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De Peremption:	2029-05-31
Categorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

Set de catheter veineux central adulte Arrow 7 Fr x 20 cm a double lumiere , calibre pour les abords jugulaires internes gauches, sous-claviers profonds ou femoraux necessitant une longueur d'insertion de 20 cm. Polyurethane medical souple radio-opaque avec repere centimetriques indelebiles.