

1. Identification Produit

Designation:	Catheter Veineux Central Adulte Double Lumiere Arrow 7 Fr x 20 cm
SKU:	AR-CV-16702-7
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
Calibre:	7 French
Longueur Utile:	20 cm
Nombre De Lumieres:	2 (16G / 18G)
Materiau:	Polyurethane radio-opaque
Technique De Pose:	Seldinger
Sterilisation:	ETO Sterile
Classe De Dispositif:	Classe III
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	139.73 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	257 unites
Date De Peremption La Plus Proche:	2029-05-31
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De Peremption:	2029-05-31
Categorie Sage:	Famille 002
Fournisseur:	ULTIMED

3. Conforme & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conforme
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Set de catheter veineux central adulte Arrow 7 Fr x 20 cm a double lumiere , calibre pour les abords jugulaires internes gauches, sous-claviers profonds ou femoraux necessitant une longueur d'insertion de 20 cm. Polyurethane medical souple radio-opaque avec reperes centimetriques indelebiles.