

1. Product Identification

Designation:	Sonde d'Intubation Tracheale avec Ballonnet Basse Pression Ch. 4.0 mm
SKU:	112480/4
Brand:	MediUnit Clinical
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unite
DiameTre Interne (ID):	4.0 mm
Ballonnet:	Grand volume basse pression (HVLP)
Embout:	Murphy eye atraumatique
Connecteur:	Standard 15 mm
SteRilisation:	ETO Sterile
Taux TVA:	20%
Prix TTC:	31.34 MAD
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Physique Disponible:	67 unites
Date De PeRemption La Plus Proche:	2029-09-30
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2029-09-30
CateGorie Sage:	Famille 013
Fournisseur:	ULTIMED

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unite

4. Clinical Description

La sonde d'intubation endotracheale avec ballonnet Ch. 4.0 mm est realisee en PVC thermosensible medical transparent. Ballonnet basse pression a grand volume (HVLP) assurant une etancheite tracheale optimale tout en protegeant la microcirculation muqueuse tracheale. Dotee de l'il de Murphy et d'une ligne radio-opaque.